

LINGETTES INTERVention

Mode d'emploi

Ce document a été rédigé conformément à la réglementation et aux directives en vigueur sur le contrôle des infections. Il doit être utilisé à des fins de référence uniquement. Il ne doit en aucun cas remplacer la documentation existante de l'établissement sans l'autorisation écrite du directeur de ce dernier.

Description du produit

Pourquoi choisir les LINGETTES INTERVention?

Grâce à leur efficacité à large spectre d'action et à leurs temps de contact **RÉDUITS**, les LINGETTES Accel INTERVention garantissent à l'utilisateur, des produits conformes et respectueux des protocoles. Les LINGETTES Accel INTERVention conviennent parfaitement au nettoyage en milieu hospitalier de diverses surfaces telles que les stations de travail et l'équipement de soins aux patients partagée, la prévention de la propagation de l'infection - **Produit de choix pour la désinfection rapide est nécessaire.**

Quels sont les revendications d'activité, les temps de contact, les recommandations de dilution et la durée de conservation des LINGETTES INTERVention?

Revendications :	1 minute : bactéricide, virucide général et tuberculocide
	30 secondes : assainissement à large spectre
Recommandations de dilution :	produit prêt à l'emploi ; aucune dilution nécessaire.
Durée de conservation :	36 mois : la date limite d'utilisation est indiquée sur l'étiquette de chaque produit.

Barrières de protection

Le port d'un équipement de protection individuelle (EPI) est-il nécessaire lors de l'utilisation des LINGETTES INTERVention?

Les LINGETTES Accel INTERVention ne nécessitent pas le port d'un équipement de protection individuelle (EPI). Cependant, les bonnes pratiques pour le contrôle et la prévention des infections recommandent l'utilisation adéquate d'un EPI, ainsi que son retrait et sa mise au rebut sécuritaires, afin d'éviter la propagation des maladies infectieuses.

1. Gants jetables. Les gants doivent être remplacés selon les besoins, notamment s'ils sont déchirés, si les mains se mouillent à l'intérieur des gants, ou lors des déplacements d'une chambre de patient ou d'une salle à une autre.
2. Des gants de ménage peuvent être utilisés, mais ils doivent être jetés une fois le nettoyage terminé.

Bonnes pratiques pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et des dispositifs non critiques

Comment nettoyer et désinfecter les surfaces et les dispositifs non critiques avec les LINGETTES INTERVention?

1. Rassembler tout le matériel nécessaire au nettoyage des dispositifs ou des surfaces. Vérifier la date limite d'utilisation des LINGETTES Accel INTERVention. Jeter si la date est dépassée et utiliser une nouvelle bouteille.
2. SE LAVER les mains et mettre des gants avant de procéder au nettoyage. Remplacer l'équipement de protection individuelle s'il est déchiré ou souillé.
3. Éliminer les souillures visibles ou évidentes, le sang et/ou les liquides biologiques avant le nettoyage et la désinfection.
4. Nettoyage et désinfection de toutes les surfaces :
 - a. Essuyer les surfaces avec les LINGETTES Accel INTERVention et **permettre ainsi aux surfaces de rester mouillées pendant 1 minute** afin de favoriser l'action bactéricide, virucide générale et tuberculocide.
 - b. Pour éviter toute contamination croisée, remplacer les chiffons ou les lingettes jetables lorsqu'ils sont sales ou avant de passer à une nouvelle surface.
 - c. Si un système à seau ouvert est utilisé avec les LINGETTES Accel INTERVention, veiller à ne pas contaminer la solution (NE JAMAIS RETREMPER).
5. Mettre les chiffons sales dans un sac en vue de leur blanchissage. Jeter les lingettes jetables dans des sacs poubelles avec les déchets ordinaires.
6. Enlever et jeter les gants, SE LAVER les mains.
7. Les LINGETTES Accel INTERVention ne sont pas conçues pour être utilisées en tant que solution de conservation pour les dispositifs non critiques et semi-critiques.

LINGETTES **Accel INTERVention****Mode d'emploi****Bonnes pratiques pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et des dispositifs non critiques contaminés par du sang ou des liquides biologiques****Comment nettoyer et désinfecter les surfaces et les dispositifs non critiques contaminés par du sang ou des liquides biologiques avec les LINGETTES **Accel** INTERVention?**

1. SE LAVER les mains et mettre des gants.
2. En cas de risque d'éclaboussures, porter un écran facial de protection et une combinaison. En cas de déversements importants, porter une blouse, une combinaison ou un tablier ainsi que des bottes ou des couvre-chaussures. Remplacer l'équipement de protection individuelle s'il est déchiré ou souillé, et toujours l'enlever avant de quitter les lieux.
3. Appliquer Accel INTERVention RTU au déversement **et laisser agir 30 secondes**.
4. Essuyer le sang avec des papiers absorbants jetables. Jeter les papiers absorbants dans un récipient à déchets doté d'un sac en plastique.
5. Essuyer les surfaces avec les LINGETTES Accel INTERVention **et laisser agir 1 minute**. Sécher avec des papiers absorbants jetables. Jeter les papiers absorbants de la manière indiquée ci-dessus.
6. Retirer les gants et les jeter dans un récipient à déchets doté d'un sac en plastique.
7. Se laver les mains.

Récapitulatif du mode d'emploi**Nettoyer**

Éliminer toutes les souillures
visibles ou évidentes des
surfaces

Essuyer

Appliquer sur les surfaces
jusqu'à ce qu'elles soient bien
mouillées

Laisser agir

1 minute pour atteindre le temps
de contact nécessaire à la
désinfection

